

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL33 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95760

Numero articolo: CM0006954



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'IL-33 umana (IL-1F11, NF-HEV). Adatto per applicazioni WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Progettato per ricercatori che studiano le risposte immunitarie Th2, l'infiammazione allergica e la regolazione della trascrizione nucleare. Spedito in borsa ghiacciata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL33 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	90865
Gene ID	90865
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 109-270 dell'IL33 umana (NP_001300974.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O95760
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata