

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL33 Per Wb, Elisa - Q8Bvz5

Numero articolo: CM0019299



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL-33 di topo, validato per WB ed ELISA. Rileva IL-33 di topo e ratto. Adatto per studiare la risposta Th2, la funzione di allarmina e la regolazione trascrizionale nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL33 Rabbit pAb
Note/Alias	IL-33; IL1f11; NF-HEV; 9230117N10Rik; IL-33
Specie	Topo
GeneID (Umano)	90865
GeneID (Topo)	77125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 109-266 di IL-33 di topo (NP_598536.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8BVZ5
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio