


Anticorpo Policlonale Anti-IL36A Per Wb, Elisa - Q9Uha7

Numero articolo: CM0030883



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IL36A umana (FIL1 epsilon, IL-1F6) per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione di IL-36 nelle malattie infiammatorie della pelle.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL36A Rabbit pAb
Note/Alias	FIL1; FIL1E; IL1F6; IL-1F6; IL1(EPSILON); FIL1(EPSILON); IL36A
Specie	Umana
GeneID (Umano)	27179
GeneID	27179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-158 dell'IL36A umana (NP_055255.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHA7
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio