


Anticorpo Policlonale Anti-IL36G Per Wb, Elisa - Q9Nzh8

Numero articolo: CM0025748



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano IL36G, una citochina della famiglia IL-1. Validato per WB e ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio delle risposte infiammatorie, della psoriasi e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL36G pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IL1E, IL1F9, IL1H1, IL-1F9, IL-1H1, IL1RP2, IL-1RP2, IL36G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-169 dell'IL36G umano (NP_062564.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZH8
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio