


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL3Ra Per Wb, Ihc-P, Elisa - P26951

Numero articolo: CM0025031



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a IL3RA umano (CD123), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per studi su cellule ematopoietiche e leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL3RA Rabbit pAb
Note/Alias	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha, IL3RA
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3563
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di IL3RA umano (NP_002174.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26951
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio