


Anticorpo Monoclonale Anti-IL4 Di Coniglio Per Wb E Elisa - P05112

Numero articolo: CM0005739



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia l'interleuchina-4 umana (IL4), convalidato per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per lo studio dell'attivazione dei linfociti B, del cambio di classe delle IgE e della segnalazione delle citochine infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	IL4 Rabbit mAb
Note/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3565
ID Gene	3565
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-153 dell'IL4 umano (NP_000580.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione Crociata	Uomo
SWISS	P05112
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio