

Anticorpo Policlonale Anti-IL4I1 Per Wb, Elisa - Q96Rq9

Numero articolo: CM0025950

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL4I1 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce IL4I1 umano, murino e di ratto. Utile per la ricerca in immunologia e oncologia che coinvolge l'ossidasi degli amminoacidi L e la via AHR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL4I1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LAO; FIG1; LAAO; hIL4I1; IL4I1
Specie	Umano
GeneID (umano)	259307
GeneID	259307
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-220 di IL4I1 umano (NP_690863.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96RQ9
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio