

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL4R Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24394

Numero articolo: CM0017420



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL4R umano (CD124). Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle allergie e sulla differenziazione Th2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-IL4R
Note/alias	CD124; IL4RA; IL-4RA; IL4R
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3566
GeneID	3566
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-232 di IL4R umano (NP_000409.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P24394
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Ghiaccio