

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL5Ra Per Wb, Elisa - Q01344

Numero articolo: CM0030078



introduzione

IL5RA Rabbit pAb validato per WB ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Mira al recettore dell'interleuchina-5 alfa, essenziale per la biologia degli eosinofili. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD e la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL5RA Rabbit pAb
Note/Alias	IL5R; CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5RA
Specie	Umano
ID Gene	3568
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-335 di IL5RA umano (NP_783855.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01344
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio