


Anticorpo Policlonale Anti-IL6R Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08887

Numero articolo: CM0024101



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL6R umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA; reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione IL6 nell'infiammazione, immunità e malattie croniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL6R pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IL6R
Specie	Umano
GeneID	3570
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-320 di IL6R umano (NP_000556.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08887
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio