


Anticorpo Policlonale Anti-IL6St Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P40189

Numero articolo: CM0020300



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting IL6ST umano (gp130, CD130), adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL6ST Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3572
GeneID	3572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 751-918 di IL6ST umano (NP_002175.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P40189
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio