


Anticorpo Policlonale Su Coniglio Anti-IL6St Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40189

Numero articolo: CM0016990



introduzione

Anticorpo policlonale su coniglio di alta qualità specifico per IL6ST/gp130 (CD130) umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle citochine della famiglia IL-6, della risposta immunitaria e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL6ST Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3572
ID Gene	3572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 678-857 di IL6ST umana (NP_001177910.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P40189
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio