

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-IL7 Per Wb, Elisa - P13232

Numero articolo: CM0007463



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro IL-7 umano. Convalidato per WB e ELISA. IL-7 è una citochina ematopoietica chiave che regola lo sviluppo delle cellule T e B. Peso proteico: 20 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL7 Rabbit mAb
Note / Alias	IL-7; IL7
Specie	Umana
GeneID	3574 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-177 di IL7 umano (NP_000871.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P13232
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio