

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL7 Per Wb, Elisa - P13232

Numero articolo: CM0022153



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'interleuchina-7 umana (IL-7), validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per studi sullo sviluppo dei linfociti, sull'omeostasi delle cellule T e B e sulle vie di segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL7 Rabbit pAb
Note/alias	IL-7; IL7
Specie	Umana
GeneID (umana)	3574
GeneID	3574
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 26-177 dell'IL7 umano (NP_000871.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P13232
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante