


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P10145

Numero articolo: CM0006502



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IL8 umana (Interleuchina-8), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Bersaglia una chemochina coinvolta nell'infiammazione e nella chemiotassi dei neutrofili. Immunogeno: proteina ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL8 mAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNA; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3576
ID Gene	3576
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-99 di IL8 umana (NP_000575.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intracellulare), ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P10145
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio