


Anticorpo Policlonale Anti-IL8 Da Coniglio Per Wb E Elisa - P10145

Numero articolo: CM0015279



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità specifico per IL-8/CXCL8 umano, validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio della chemiotassi dei neutrofili e delle risposte infiammatorie. Presenta reattività crociata con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	IL8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Specie	Umana
GeneID (umano)	3576
GeneID	3576
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-99 dell'IL8 umano (NP_000575.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P10145
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio