


Anticorpo Policlonale Anti-IL8 Coniglio Per Wb, Elisa - P10145

Numero articolo: CM0020426



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'interleuchina-8 umana (IL-8/CXCL8), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per lo studio delle risposte infiammatorie mediate da chemochine e dell'attivazione dei neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL8 pAb coniglio
Note/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3576
GeneID	3576
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P10145
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio