

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL9 Per Wb, Fc, Elisa - P15248

Numero articolo: CM0007697



introduzione

Questo anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio si rivolge all'IL-9 umano (SWISS: P15248). Validato per Western blot, citometria a flusso (intracellulare) ed ELISA, è ideale per studiare le risposte immunitarie contro i parassiti, la differenziazione delle cellule T e la funzione dei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	IL9 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	P40; HP40; IL-9; IL9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3578
GeneID	3578
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-144 dell'IL9 umano (NP_000581.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC (intra), ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15248
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio