

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15248

Numero articolo: CM0023614



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IL9 (Interleuchina-9) umana, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Adatto per ricerche sulla risposta immunitaria e sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL9 Rabbit pAb
Note/Alias	P40; HP40; IL-9; IL9
Specie	Umana
GeneID (umano)	3578
GeneID	3578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-144 della IL9 umana (NP_000581.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Umana, Ratto
SWISS	P15248
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio