

Anticorpo Policlonale Anti-IL9R (Coniglio) Per Wb Ed Elisa - Q01113

Numero articolo: CM0028325



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore dell'interleuchina-9 umano (IL9R, CD129). Validato per Western blotting ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Supporta la ricerca in immunologia e parassitologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL9R Rabbit pAb
Note/Alias	CD129; IL-9R; IL9R
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3581
ID Gene	3581
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di IL9R umano (XP_011529456.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01113
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio