

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ilf2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12905

Numero articolo: CM0010930

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ILF2 umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA con ampia reattività (umano, topo, ratto). Ideale per studi sulla trascrizione e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ILF2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	NF45; PRO3063; ILF2
Specie	Umana
GeneID	3608
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di ILF2 umano (Q12905)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12905
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio