

Anticorpo Policlonale Anti-Ilf3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12906

Numero articolo: CM0021280



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ILF3 (NF90), validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA nelle specie umana, di topo e di ratto. Ideale per lo studio delle proteine leganti l'RNA nella biogenesi dei circRNA, nella regolazione trascrizionale e nella difesa antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ILF3 Rabbit pAb
Note/Alias	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Specie	Umana
GeneID (umano)	3609
GeneID	3609
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di ILF3 umano (NP_036350.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q12906
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio