

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Ilf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12906

Numero articolo: CM0004174



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ILF3 umano (UniProt Q12906). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva una banda a 95kDa. Ideale per studiare la biogenesi dei circRNA, la regolazione trascrizionale e le risposte antivirali innate.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Valore
Nome Prodotto	ILF3 Rabbit mAb
Note/Alias	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3609
GeneID	3609
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di ILF3 umano (Q12906)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12906
Peso Molecolare Proteina	95kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio