

Anticorpo Policlonale Anti-Ilkap Per Wb Ed Elisa - Q9H0C8

Numero articolo: CM0013452

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ILKAP (PP2C-DELTA), validato per Western blot ed ELISA, cross-reagisce con umano e topo. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della segnalazione dei fattori di crescita e dell'attività fosfatasi del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ILKAP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PP2CD; PPM1O; ILKAP2; ILKAP3; PP2C-DELTA; ILKAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80895
GeneID	80895
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-392 di ILKAP umano (NP_110395.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H0C8
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio