


Anticorpo Monoclonale Anti-IlT5/Cd85A (Lilrb3) () Per Citometria A Flusso - O75022

Numero articolo: CM0011595



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro ILT5/CD85a (LILRB3) umano per citometria a flusso. Convalidato in campioni umani; rileva il recettore inibitorio da 69-71 kDa su monociti e cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ILT5/CD85a umano
Note/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; recettore simile alle immunoglobuline leucocitarie B3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11025
ID Gene	11025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-418 di ILT5/CD85a umano (NP_006855.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	O75022
Peso proteico	69kDa/71kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio