

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-ImmP2L Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96T52

Numero articolo: CM0019354

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IMM2L umano (proteina simile a IMP2), una proteasi della membrana interna mitocondriale coinvolta nell'importazione delle proteine e nell'apoptosi. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IMM2L pAb di coniglio
Note/Alias	IMM2L; IMM2L-IT1; IMP2; IMP2-LIKE; subunità 2 della proteasi della membrana interna mitocondriale
Specie	Umano
GeneID (umano)	83943
GeneID	83943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-175 di IMM2L umano (NP_001231535.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q96T52
Peso della proteina	12 kDa/19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante