

Anti-Immt Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc - Q16891

Numero articolo: CM0027135

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano IMMT (Mitofilina, MIC60) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per ricerche sull'architettura della membrana interna mitocondriale e sulla morfologia delle creste.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IMMT Coniglio pAb
Note/Alias	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; IMMT
Specie	Umano
Gene ID	10989
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-270 dell'IMMT umano (NP_006830.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16891
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio