


Anticorpo Policlonale Anti-Impa1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29218

Numero articolo: CM0026471



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IMP1A1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia l'inositolo monofosfatasi 1 (IMP1A1), un enzima chiave nella segnalazione dei fosfatidilinositoli e nella via sensibile al litio. Ideale per la ricerca nelle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IMP1A1 Rabbit pAb
Note / Alias	IMP; IMPA; MRT59; IMPA1
Specie	Uomo
ID gene	3612
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-277 dell'IMP1A1 umano (NP_005527.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P29218
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio