


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Impdh1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P20839

Numero articolo: CM0028436



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro IMPDH1 umano (P20839), validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Enzima chiave nella biosintesi dei nucleotidi di guanina, ideale per la ricerca sulla crescita cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IMPDH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IMPD; RP10; IMPD1; LCA11; IMPDH-I; sWSS2608; IMPDH1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3614
ID Gene	3614
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 434-563 di IMPDH1 umano (NP_899066.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20839
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio