


Anticorpo Policlonale Anti-Impdh2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12268

Numero articolo: CM0017531



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio IMPDH2 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Bersaglio inosina-5'-monofosfato deidrogenasi 2, un enzima chiave nella sintesi de novo dei nucleotidi guaninici (SWISS P12268).

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	IMPDH2 Coniglio pAc
Note/Alias	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3615
GeneID	3615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 215-514 dell'IMPDH2 umano (NP_000875.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12268
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio