


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Importina 9 / Ranbp9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P70

Numero articolo: CM0003619



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro Importina 9 (RANBP9), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto nucleare e delle funzioni di chaperone degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Importina 9 / RANBP9 mAb di Coniglio
Note/Alias	Imp9; Importina 9 / RANBP9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55705
ID Gene	55705
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di Importina 9 / RANBP9 umana (Q96P70)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96P70
Peso Proteico	116 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio