

Anticorpo Monoclonale Anti-Importina Alfa 5/Kpna1 Coniglio Mab - P52294

Numero articolo: CM0007261



introduzione

Anticorpo monoclonale contro l'Importina Alfa 5 umana (KPNA1) validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare i meccanismi di trasporto nucleocitoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Importina Alfa 5/KPNA1 Coniglio mAb
Note/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; Importina Alfa 5/KPNA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3836
GeneID	3836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 dell'Importina Alfa 5/KPNA1 umana (NP_002255.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52294
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio