


Anticorpo Policlonale Anti-Inadl Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Ni35

Numero articolo: CM0024778



introduzione

INADL Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro INADL umano utilizzando un immunogeno peptidico sintetico. È raccomandato per WB ed ELISA, riconoscendo INADL umano e murino, una proteina di impalcatura delle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INADL Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Cipp; INADL; hINADL; InaD-like
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10207
Gene ID	10207
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8Ni35
Peso proteico	196kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio