


Anticorpo Policlonale Anti-Incenp Per Wb Ed Elisa - Q9Nqs7

Numero articolo: CM0018338



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro INCENP umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per il rilevamento di INCENP in campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sulla mitosi e sulla segregazione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	INCENP Rabbit pAb
Note/Alias	INCENP
Specie	Umano
GeneID (umano)	3619
GeneID	3619
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 785-914 di INCENP umano (NP_064623.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NQS7
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio