


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Indoletilammina N-Metiltransferasi (Temt) Per Wb, Elisa - 095050

Numero articolo: CM0002510



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per Indoletilammina N-metiltransferasi (TEM1) umana, adatto per Western blot e ELISA. Rileva una banda a ~29 kDa; presenta reazione crociata con topo. Ideale per ricerche su metilazione e detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | TEM1 Rabbit mAb                                                                                                       |
| Note/Alias          | TEM1                                                                                                                  |
| Specie              | Umana                                                                                                                 |
| ID gene (Umano)     | 11185                                                                                                                 |
| ID gene             | 11185                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di TEM1 umana (095050) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                  |
| SWISS               | 095050                                                                                                                |
| Peso proteico       | 29kDa                                                                                                                 |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                     |