


Anticorpo Policlonale Anti-Ing1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9Uk53

Numero articolo: CM0027577



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ING1 umano, validato per WB ed ELISA. ING1 è un soppressore tumorale che coopera con p53 nella regolazione della crescita cellulare. Peso molecolare previsto: 47kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ING1 Rabbit pAb
Note/Alias	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3621
GeneID	3621
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 80-180 di ING1 umano (NP_937862.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UK53
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio