


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ing4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unl4

Numero articolo: CM0030974



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ING4 umano (p29ING4), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo; ideale per la ricerca sulla soppressione tumorale, sulla cromatina e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ING4 Rabbit pAb
Note/Alias	my036; p29ING4; ING4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51147
GeneID	51147
Immunogeno	`Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UNL4
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio