


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Inhbb Per Wb, Elisa - P09529

Numero articolo: CM0030145



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting INHBB umana (catena beta B dell'inibina). Convalidato per Western blot e ELISA. Ideale per ricerche su biologia riproduttiva, cellule staminali e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	INHBB Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	INHBB
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3625
GeneID	3625
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 293-407 di INHBB umana (NP_002184.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P09529
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio