

Anti-Inhibin Alfa (Inha) Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05111

Numero articolo: CM0024372

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'Inhibin alfa (INHA) umana, validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Essenziale per la ricerca in endocrinologia riproduttiva e sull'asse HPG.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Inhibin alfa (INHA) Coniglio pAb
Note/Alias	INHA; Inhibin alfa (INHA)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3623
GenelD	3623
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 dell'Inhibin alfa (INHA) umana (NP_002182.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05111
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio