


Anticorpo Monoclonale Anti-Inhibin Beta A (Inhba) Per Wb, If/Icc, Elisa - P08476

Numero articolo: CM0012417



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting l'Inhibin beta A (INHBA) umano per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Supporta la ricerca in endocrinologia riproduttiva, differenziazione delle cellule staminali e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Inhibin beta A (INHBA) Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
Specie	Umano
Gene ID	3624 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 dell'INHBA umano (P08476)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08476
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio