


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Inibina Beta A (Inhba) Per Wb, If/Icc, Elisa - P08476

Numero articolo: CM0030513



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Inibina beta A (INHBA) umana. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione TGF-beta, biologia riproduttiva e sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Inibina beta A (INHBA) Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
Specie	Umano
GeneID	3624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-426 dell'Inibina beta A (INHBA) umana (NP_002183.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08476
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio