


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Inibina Beta A Per Wb, Elisa - P08476

Numero articolo: CM0029888



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'Inibina beta A umana (INHBA), cross-reattivo con il topo. Adatto per Western blot e ELISA, supporta la ricerca in biologia riproduttiva, mantenimento delle cellule staminali e fibrosi. Fornito da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Inibina beta A Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	EDF; FRP; Inibina beta A (INHBA)
Specie	Umana
GeneID (umano)	3624
GeneID	3624
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'Inibina beta A umana (NP_002183.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo
SWISS	P08476
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio