

Anticorpo Monoclonale Anti-Inos Per Wb, If/Icc, Elisa - P35228

Numero articolo: CM0010644



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'iNOS umano (NOS2), adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con l'iNOS di topo. Ideale per studiare l'infiammazione, la risposta immunitaria e la segnalazione dell'ossido nitrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	iNOS Rabbit mAb
Note/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4843
GeneID	4843
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P35228
Peso Proteico	131kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio