

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Inos Per Wb, If/Icc, Elisa - P29477

Numero articolo: CM0012551



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-iNOS di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con iNOS di topo, umano e ratto (Swiss-Prot P29477). Ideale per lo studio della segnalazione dell'ossido nitrico e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio iNOS
Osservazioni/Alias	iNOS; Nos-2; Nos2a; i-NOS; NOS-II; MAC-NOS
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	4843
ID Gene	18126
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di iNOS di topo (NP_035057.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29477
Peso proteico	131 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio