

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Inos Per Wb - P35228

Numero articolo: CM0012183



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-iNOS umano (P35228), adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Prodotto utilizzando un immunogene proteina ricombinante (aa 2-200).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	iNOS Rabbit mAb
Note/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4843
GeneID	4843
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2-200 dell'iNOS umano (P35228)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P35228
Peso proteico	131 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio