

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Inos Per Wb E Elisa - P35228

Numero articolo: CM0016394



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro iNOS umano (ossido nitrico sintasi inducibile) per WB e ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Adatto per ricerche su infiammazione, biologia dei macrofagi e segnalazione NO.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio iNOS
Osservazioni/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4843
GeneID	4843
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 974-1143 di iNOS umano (NP_000616.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P35228
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio