

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Inpp1 Per Wb Ed Elisa - P49441

Numero articolo: CM0013128

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro INPP1 umano (inositolo polifosfato 1-fosfatasi), adatto per Western blot ed ELISA. Validato per reattività umana; l'immunogeno copre i residui 1-180.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	INPP1 Rabbit pAb
Note/Alias	INPP1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3628
GenelD	3628
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di INPP1 umano (NP_002185.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P49441
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio