

Anticorpo Policlonale Anti-Inpp4A Per Wb, Elisa - Q96Pe3

Numero articolo: CM0029878

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce INPP4A umano (Q96PE3), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva la regione N-terminale per studiare la segnalazione dei fosfoinositidi e la neuroprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	INPP4A Rabbit pAb
Note/Alias	INPP4; TVAS1; INPP4A
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3631
GeneID	3631
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-250 di INPP4A umano (NP_004018.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96PE3
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio