

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Inpp4B Per Wb E Elisa - O15327

Numero articolo: CM0022071

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro INPP4B umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione della lipide fosfatasi e della segnalazione PI3K-AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	INPP4B Rabbit pAb
Note/Alias	INPP4B
Specie	Umana
ID Gene (umano)	8821
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-600 di INPP4B umano (NP_003857.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O15327
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio