

Anticorpo Policlonale Anti-Inpp5A Per Western Blot E Elisa - Q14642

Numero articolo: CM0025293

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'INPP5A umano (5PTase) per studi sulla segnalazione degli inositolo fosfati. Validato per WB e ELISA con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per l'analisi dei tessuti cardiaci, cerebrali e muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	INPP5A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	5PTASE; INPP5A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3632
Gene ID	3632
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-200 dell'INPP5A umano (NP_005530.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14642
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio